

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES ANESTHÉSIOLOGISTES

BULLETIN DE LA SCA SUR LA

SÉCURITÉ DES PATIENTS



Signalements de problèmes de carottage avec les aiguilles BD Blunt

Décembre 2024

Contexte

Des anesthésiologistes de l'Ontario nous ont signalé des problèmes de carottage lors de l'utilisation d'aiguilles BD Blunt pour prélever des médicaments. Le carottage signifie qu'un petit morceau du bouchon en caoutchouc se détache lors de l'insertion de l'aiguille, ce qui peut entraîner une contamination ou l'injection de fragments de caoutchouc dans l'organisme des patients.

Principales observations

- On a constaté des cas de carottage avec plusieurs médicaments, mais chaque fois une aiguille BD Blunt avait été utilisée.
- Des changements dans la composition du bouchon en caoutchouc ou dans la conception de l'aiguille pourraient être des facteurs contributifs, mais une incertitude demeure.
- La technique habituelle recommande d'insérer les aiguilles à un angle de 90 degrés pour prévenir les blessures par piqûre d'aiguille; cependant, certains praticiens suggèrent maintenant un angle de 45 degrés pour réduire les risques de carottage.

Recommandations immédiates

Signalement local: Encourager tous les praticiens à signaler les incidents de carottage à leurs équipes locales de pharmacie et d'amélioration de la qualité pour qu'elles mènent une enquête et suivent l'évolution du problème.

Faire participer les équipes de pharmacie: Collaborer avec la pharmacie pour évaluer l'incidence locale des incidents de carottage et définir toute tendance se rapportant à des médicaments, bouchons ou aiguilles en particulier.

Recommandations supplémentaires: Les anesthésiologistes devraient se concentrer sur la vigilance à l'échelle locale et mentionner tout problème vécu en l'ABSENCE d'aiguilles BD Blunt

Ajustement technique: Envisager une insertion à un angle de 45 degrés pour prélever les médicaments, tout en veillant à la sécurité et au respect des protocoles institutionnels. Envisager l'utilisation d'une aiguille à filtre.

Prochaines étapes :

Nous solliciterons la participation des parties prenantes locales pour étudier les causes et les solutions potentielles. D'autres mises à jour comportant des recommandations particulières suivront à mesure que de plus amples renseignements nous parviendront.

Pour toute question ou pour signaler un incident, veuillez contacter votre responsable local de la sécurité des patients ou l'équipe de pharmacie.

Préparé par le Comité de la qualité et de la sécurité des patients.